

PROMOVIA

Jeringa precargada con gel a base de
ÁCIDO HIALURÓNICO

enelini[®]

ENELINI ASSOCIATS, S.L.U.

C/ Llull 88, Local 2
 08005 Barcelona, Spain
 +34 931 620 357
 info@enelini.com

www.enelini.com



CE
 1984

INNATE S.R.L. ENELINI S.L.U.

Todo el contenido de este catálogo, como la información, textos, imágenes, diseño gráfico, contenidos creativos y estéticos son una obra cuya propiedad intelectual pertenecen a sus autores y está protegido por los derechos de Copyright y propiedad intelectual. Los dispositivos y productos están protegidos por la Ley de Patentes Española, Patente Europea y la legislación internacional en relación con los registros indicados: U2011100047/5-ES, EP12736680.5, PCT/ES2012/000005.

enelini[®]

www.enelini.com

Inyecciones Promovia

El **daño articular** suele derivarse de la degradación del cartílago, lo que provoca **molestias**, **dolor** y **limitación del movimiento**.

Promovia es un producto inyectable que contiene **ácido hialurónico** purificado con **propiedades viscoelásticas**.

Se presenta en jeringas de vidrio precargadas, de un solo uso, con solución estéril.

¿Que es el Ácido Hialurónico?

El **ácido hialurónico** es un polisacárido natural, presente en varios tejidos conectivos como el **cartílago** y el **líquido sinovial**.

Su estructura le confiere **propiedades viscoelásticas** e **hidratantes**, fundamentales para la **lubricación articular** y la **amortiguación mecánica**. Además, modula procesos inflamatorios y favorece la regeneración tisular.



Composición

Hialuronato de sodio
Cloruro de sodio
Fosfato de sodio monobásico dihidratado
Fosfato dibásico de sodio dodecahidratado
Agua p.p.i.

Peso molecular medio

1,0 - 1,5 x 10⁶ Da

Concentración

12mg/ml (2ml)
20mg/ml (4ml)

Administración total

3 - 5 inyecciones (2ml)
1 inyección (4 ml)

Características

ÁCIDO HIALURÓNICO DE ALTA PUREZA:

- > Obtenido mediante técnicas de biofermentación
- > Sin procesos ni modificaciones químicas
- > Alta biocompatibilidad y ausencia de efectos secundarios

EFFECTO TERAPÉUTICO LOCAL Y PROLONGADO:

- > Lubricación y amortiguación intraarticular
- > Reducción del dolor y la inflamación
- > Protección frente a la degradación del cartílago

FORMATO CÓMODO Y SEGURO:

- > Jeringas de vidrio precargadas, estériles y de un solo uso
- > Uso intraarticular sin necesidad de tratamientos sistémicos

PESO MOLECULAR MEDIO (1.2 – 2.0 MDa):

- > Óptimo equilibrio entre viscosidad, permanencia y actividad biológica
- > Estimula la producción endógena de ácido hialurónico
- > Mejora la función y calidad del líquido sinovial

