

IDRIA G

Sistema cerrado para la extracción y obtención de
PLASMA RICO EN MONOCITOS

enelini[®]

ENELINI ASSOCIATS, S.L.U.

C/ Llull 88, Local 2
08005 Barcelona, Spain
+34 931 620 357
info@enelini.com

www.enelini.com



BIOMED S.R.L.



ENELINI S.L.U.

CE
0425

Todo el contenido de este catálogo, como la información, textos, imágenes, diseño gráfico, contenidos creativos y estéticos son una obra cuya propiedad intelectual pertenecen a sus autores y está protegido por los derechos de Copyright y propiedad intelectual. Los dispositivos y productos están protegidos por la Ley de Patentes Española, Patente Europea y la legislación internacional en relación con los registros indicados: U2011100047/5-ES, EP12736680.5, PCT/ES2012/000005.

enelini[®]

www.enelini.com



Regeneración de Tejidos

IDRIA G es un sistema avanzado diseñado para optimizar la regeneración de tejidos mediante tecnología innovadora de **gel de separación**.

Este revolucionario producto permite preparar **plasma enriquecido con monocitos**, adaptándose a las necesidades clínicas específicas.

¿Que son los Monocitos?

Los **monocitos** son un tipo de glóbulo blanco (leucocito) que forma parte del sistema inmunológico.

Su función principal es **defender el cuerpo** contra infecciones y **facilitar la regeneración de tejidos**. Representan entre el 2% y el 10% de los leucocitos en la sangre y desempeñan un papel clave en la respuesta inmune.

Monocitos en Terapias Regenerativas

En IDRIA G, los monocitos juegan un papel clave en la regeneración de tejidos:



Modulan la inflamación

Promueven una respuesta menos agresiva y más reparadora.



Favorecen la angiogénesis

Es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos.



Estimulan la producción de colágeno

y otros componentes esenciales para la reparación de tejidos.



Características

VERSATILIDAD CLÍNICA:

- > Sistema adaptable que admite una amplia gama de especialidades médicas.
- > Glóbulos rojos: menos del 0,03%.
- > Granulocitos: menos del 0,2%.

SISTEMA CERRADO:

- > Seguridad total durante todo el proceso.

RECUPERACIÓN:

- > 92% de plaquetas.
- > Sin contaminación de glóbulos blancos ni rojos.
- > 78% de células mononucleadas.

SEPARADOR DE GEL OPTIMIZADO:

- > Concentraciones de plaquetas ajustables.
- > Optimiza la concentración celular y elimina factores inflamatorios.

